

IRIDRESS™

Manchon d'irrigation 1 Pièce

Mode d'emploi



Manchon d'irrigation 1 Pièce avec protecteur cutané de grande surface

Description du produit

Le manchon d'irrigation 1 pièce est spécialement conçu pour les patients pratiquant l'irrigation et qui préfèrent un système 1 pièce.

Le manchon 1 pièce IRIDRESS est utilisable directement sur la peau autour de la stomie. Il peut être changé rapidement et facilement, et laisse la peau intacte et sans trace d'irritation. Il est parfaitement toléré par les peaux saines et sèches.

Conseils d'utilisation

1. Après avoir lavé la peau à l'eau et au savon de Marseille, approcher le support protecteur du manchon vers la peau péristomiale.
2. Appliquer le support protecteur du manchon tout autour de la stomie, en prenant soin de bien le lisser pour une meilleure adhésivité.
3. Une légère traction sur le manchon vous assure de la bonne tenue du support sur la peau.
4. Pour retirer le manchon, décoller légèrement le haut du protecteur cutané. Puis, tout en appliquant une légère pression des doigts sur la peau autour de la stomie, retirer doucement le protecteur cutané du haut vers le bas.

Après utilisation

- 1** Le manchon d'irrigation 1 pièce n'est pas réutilisable. Après usage, il doit être jeté.
- 2** Ne pas jeter le manchon d'irrigation dans les toilettes qui risqueraient de se boucher.
- 3** Le manchon d'irrigation peut être jeté avec les ordures ménagères. Pour cela, l'envelopper dans du papier ou le placer dans un sac jetable.
- 4** Le manchon d'irrigation ne doit pas être brûlé.

Ce dispositif est à usage unique et ne doit pas être réutilisé. Toute réutilisation peut entraîner un risque accru d'infection ou de contamination croisée. Les propriétés physiques du dispositif risquent de ne plus être optimales pour l'usage prévu.

Après utilisation, ce produit peut présenter un danger biologique potentiel. Manipuler et éliminer conformément aux pratiques médicales reconnues et aux lois et règlements locaux en vigueur.

Si, lors de l'utilisation de ce dispositif ou à la suite de son utilisation, un incident grave survient, il convient de le signaler au fabricant et à l'autorité nationale compétente.

Présentation et contenu de la boîte

Manchon d'irrigation 1 pièce avec protecteur cutané de grande surface.

Remboursé conformément au TIPS (Code 103A034316/4314).

®/™ Marque de fabrique de ConvaTec Inc.

© 2024 ConvaTec Inc.

Distribué par:

Laboratoires ConvaTec

ConvaTec Inc.
Greensboro, NC 27409
1-800-422-8811

France 0800 35 84 80

 ConvaTec Limited
First Avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK

 UNOMEDICAL A/S
Aaholmvej 1-3, Osted
4320 LEJRE DENMARK



www.convatec.com

 Dispositif médical



Importateur



Contient une substance biologique d'origine animale



FR

Information sur le tri des emballages - applicable à la France uniquement. Article 17 de la loi AGEC et son décret d'application n° 2021-835 du 29 juin 2021.

Revised 2024-02
1025363V3