

(en) ENGLISH

INDICATIONS: For use on adhesives, dressings and appliances on skin.

DESCRIPTION OF DEVICE & CONTENTS: ESENTA™ medical adhesive remover wipes sting free

INTENDED USE: Removal of adhesive residues from skin

TARGET PATIENT POPULATION: People with adhesives, dressings and appliances on skin.

INTENDED USER: Health Care Professionals, Caregivers and Ostromates.

INSTRUCTION FOR USE:

1. Tear sachet to open and unfold wipe
2. Rub the wipe over adhesive residues to remove
INFORMATION: Dries in a few seconds. Create a clean surface without affecting the adhesion of the next appliance or dressing.

CAUTION:

This device is for single-use only and should not be re-used. Re-use may lead to increased risk of infection and cross contamination. Physical properties of the device may no longer be optimal for intended use. After use, this product may be a potential biohazard. Handle and dispose of in accordance with accepted medical practice and applicable local laws and regulations. If during the use of this device or as a result of its use a serious incident has occurred, please report it to the manufacturer and to your national authority.

- Avoid direct use on wound beds.
- Avoid use on delicate or sensitive areas of skin (eyes, mouth, ears, nose, vagina).
- If in doubt, patch test a small area prior to use.
- Should skin irritation occur, discontinue use and consult a healthcare professional.
- For external use only.

WARNINGS: EXTREMELY FLAMMABLE

(de) DEUTSCH

INDIKATIONEN: Zur Anwendung auf Klebstoffen, Verbänden und Geräten auf der Haut.

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS UND DES INHALTS: ESENTA™ medizinische Pflasterentferner-Tücher, reizfrei
ZWECKBESTIMMUNG: Entfernen von Klebstoffrückständen von der Haut

VORGEGEHENE PATIENTENPOPULATION: Personen mit Klebstoffen, Verbänden und Geräten auf der Haut.

VORGEGEHENE ANWENDER: Medizinische Fachkräfte, Pflegepersonen und Stoma-Patienten.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Sachet zum Öffnen aufreißen und Tuch auseinander falten
2. Mit dem Reinigungstuch über die Pflasterreste reiben, um sie zu entfernen

INFORMATION:

Trocknet innerhalb weniger Sekunden. Reinigen Sie die Hautoberfläche gründlich, ohne die Haftung des nächsten Verbands oder der nächsten Haftfläche zu beeinträchtigen. Falls während der Verwendung dieses Produkts bzw. aufgrund seiner Verwendung ein schwerviegendes Vorkommnis aufgetreten ist, ist dies dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde zu melden.

VORSICHT:

Dieses Produkt ist nur zum Einmalgebrauch bestimmt und darf nicht wiederverwendet werden. Eine Wiederverwendung kann erhöhtes Infektionsrisiko oder Kreuzkontaminierung zur Folge haben. Die physischen Eigenschaften des Produkts sind dann möglicherweise nicht mehr optimal für die Zweckbestimmung geeignet. Nach seiner Verwendung stellt dieses Produkt möglicherweise eine Biogefährdung dar. Es muss gemäß allgemein anerkannter medizinischer Praxis sowie den anwendbaren lokalen Gesetzen und Verordnungen gehandhabt und entsorgt werden.

- Direktes Auftragen auf Wunden vermeiden.
- Nicht auf empfindlichen oder sensiblen Hautbereichen (Augen, Mund, Ohren, Nase, Vagina) anwenden.
- Im Zweifelsfall sollte vor dem Gebrauch auf einem kleinen Hautbereich eine Reizprobe vorgenommen werden.
- Sollte es zu einer Hautreizung kommen, stellen Sie die Verwendung ein und konsultieren Sie einen Arzt.
- Nur zur äußeren Anwendung.

WARNHINWEISE: EXTREM ENTZÜNDLICH

(it) ITALIANO

INDICAZIONI: Per l'uso su adesivi, medicazioni e dispositivi sulla cute.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: Salviettine rimuovi adesivo non irritanti per uso medico ESENTA™

USO PREVISTO: Rimozione di residui di adesivo dalla cute
POPOLAZIONE DI PAZIENTI TARGET: Persone con adesivi, medicazioni e apparecchi sulla cute.

UTILIZZATORI PREVISTI: Operatori sanitari, caregiver e stomizzati.

ISTRUZIONI PER L'USO:

1. Aprire la bustina e distendere la salviettina
2. Strofinare la salviettina sui residui di adesivo per rimuoverlo
INFORMAZIONI:
Asciuga in pochi secondi. Crea una superficie pulita senza compromettere l'adesione della medicazione o del dispositivo successivi. Se durante l'uso di questo prodotto, o in conseguenza del suo utilizzo, si verificasse un incidente grave, segnalare la problematica al fabbricante e all'autorità nazionale competente
ATTENZIONE:

Il presente dispositivo è esclusivamente monouso e non deve essere riutilizzato. Il riutilizzo può comportare un aumento del rischio di infezione o di contaminazione crociata. Le proprietà fisiche del prodotto potrebbero infatti risultare non più ottimali per l'uso previsto. Dopo l'uso il prodotto può rappresentare un potenziale rischio biologico. Maneggiare e smaltire il prodotto in conformità con le prassi mediche accettate e con le leggi e i regolamenti locali vigenti.

- Evitare l'uso diretto sul letto della lesione.
- Evitare l'uso su parti delicate e sensibili della pelle (occhi, bocca, orecchie, naso, vagina).
- In caso di dubbio, testare il prodotto su una piccola area prima dell'uso.
- In presenza di irritazione cutanea, interrompere l'uso e consultare un operatore sanitario.
- Esclusivamente per uso esterno.

AVVERTENZE: ALTAMENTE INFIAMMABILE

(fr) FRANÇAIS

INDICATIONS: Pour une utilisation sur des adhésifs, pansements et équipements adhérent à la peau.

DESCRIPTION DU DISPOSITIF ET DU CONTENU: Lingettes de retrait pour adhésif médical sans alcool ESENTA™

UTILISATION PRÉVUE: Retrait des résidus d'adhésifs sur la peau
POPULATION CIBLE DE PATIENTS: Personnes avec adhésifs, pansements et équipements adhérent à la peau.

UTILISATEURS CIBLÉS: Professionnels de santé, soignants et personnes stomisées.

NOTICE D'UTILISATION:

1. Déchirer le sachet pour ouvrir et déplier la lingette
2. Frotter la lingette sur les résidus adhésifs à retirer
INFORMATIONS:

Crée une surface propre sans affecter l'adhérence de l'appareillage ou du pansement suivant. Si, lors de l'utilisation de ce dispositif ou à la suite de son utilisation, un incident grave survient, il convient de le signaler au fabricant et à l'autorité nationale compétente.

MISE EN GARDE:

- Ce dispositif est à usage unique et ne doit pas être réutilisé. Toute réutilisation peut entraîner un risque accru d'infection et de contamination croisée. Les propriétés physiques du dispositif risquent de ne plus être optimales pour l'usage prévu.
- Après utilisation, ce produit peut présenter un danger biologique potentiel. Manipulez et éliminez conformément aux pratiques médicales reconnues et aux lois et règlements locaux en vigueur.
- Éviter toute application directe sur les plaies.
- Évitez d'utiliser le produit sur des parties cutanées délicates ou sensibles (yeux, bouche, oreilles, nez, vagin).
- En cas de doute, tester sur une petite zone avant utilisation.
- En cas d'irritation cutanée, cesser l'utilisation et consulter un professionnel de la santé.
- Réservé à un usage externe uniquement.

AVERTISSEMENTS: EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE

(fr-ca) CANADIEN-FRANÇAIS

INDICATIONS: Pour une utilisation sur des adhésifs, pansements et appareilsages adhérent à la peau.

DESCRIPTION DU DISPOSITIF ET DU CONTENU: Lingettes pour retrait d'adhésif médical non irritantes ESENTA™

UTILISATION PRÉVUE: Retrait des résidus d'adhésif sur la peau

POPULATION DE PATIENTS CIBLÉS: Personnes stomisées et personnes ayant des pansements.

UTILISATEUR VISÉ: Personnes stomisées, patients, professionnels de la santé et aidants.

MODE D'EMPLOI:

- Déchirer le sachet pour ouvrir et déplier la lingette
 - Frotter la lingette sur les résidus d'adhésif à retirer
- RENSEIGNEMENTS :** Sèche en quelques secondes. Crée une surface propre sans affecter l'adhérence de l'appareillage ou du pansement suivant.
- MISE EN GARDE:**
- Ce dispositif est destiné à un usage unique et ne devrait pas être réutilisé. Toute réutilisation peut entraîner un risque accru d'infection et de contamination croisée. Les propriétés physiques du dispositif risquent de ne plus être optimales pour l'usage prévu. Après

utilisation, ce produit peut présenter un danger biologique potentiel. Manipuler et éliminer conformément aux pratiques médicales reconnues et aux lois et réglementations locales en vigueur. Si, lors de l'utilisation de ce dispositif ou à la suite de son utilisation, un incident grave survient, il convient de le signaler au fabricant et à l'autorité nationale compétente.

- Éviter toute application directe sur le lit de la plaie.
- Évitez d'utiliser le produit sur des parties cutanées délicates ou sensibles (yeux, bouche, oreilles, nez, vagin).
- En cas de doute, tester sur une petite zone avant utilisation.
- En cas d'irritation cutanée, cesser l'utilisation et consulter un professionnel de la santé.
- Pour usage externe seulement.

AVERTISSEMENT: EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE

(es) ESPAÑOL

INDICACIONES: Para usar en adhesivos, apósitos y equipos que se usan sobre la piel.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y CONTENIDO: Toallitas no irritantes para la eliminación de adhesivos médicos ESENTA™.

USO PREVISTO: Eliminación de residuos de adhesivo de la piel
OBJETIVO POBLACION DE PACIENTES: Personas con adhesivos, apósitos y dispositivos sobre la piel

USUARIOS PREVISTOS: Profesionales de la salud, cuidadores y pacientes con ostomía.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Desgarre el sobre para abrirlo y despliegue la toallita
2. Frote la toallita sobre los residuos de adhesivo para quitarlos

INFORMACIÓN:

Se seca en unos segundos. Crea una superficie limpia sin afectar la adhesión del próximo material o apósito. Si sucede algún incidente grave mientras se usa este producto o tras su uso, comuníquelo al fabricante y a la autoridad nacional pertinente.

PRECAUCIÓN:

Este producto es para un solo uso y no debe reutilizarse. Su reutilización puede aumentar el riesgo de infección y contaminación cruzada. Las propiedades físicas del producto podrían ya no ser óptimas para el uso previsto. Tras su uso, este producto puede suponer un riesgo biológico. Utilícelo y deséchelo de acuerdo con las prácticas médicas aceptadas, y la legislación y los reglamentos locales.

- Evite el uso directo en lechos de heridas.
- Evitar su uso sobre superficies cutáneas delicadas o sensibles (ojos, boca, oídos, nariz, vagina).
- En caso de duda, haga una prueba en un área pequeña antes de su uso.
- Si se produce irritación cutánea, interrumpa su uso y consulte a un profesional de la salud.
- Solo para uso externo.

ADVERTENCIAS: MUY INFLAMABLE

(nl) NEDERLANDS

INDICATIES: Voor gebruik op kleeflagen, verbanden en apparaten op de huid.

BESCHRIJVING VAN HET HULPMIDDEL EN DE INHOUD: ESENTA™ doekjes met niet-prikkende verwijderaar voor medische kleeflagen

BEOOGD GEBRUIK: Verwijdering van kleeflaagresten van de huid

PATIËNTENDOELGROEP: Mensen met kleeflagen, verbanden en apparaten op de huid.

BEOOGDE GEBRUIKER: Professionele zorgverleners, verzorgers en stomadragers.

GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Trek aan het sachet, om het doekje te openen en uit te vouwen
2. Wrijf met het doekje over de kleeflaagresten, om deze te verwijderen.

INFORMATIE:

Droogt in enkele seconden. Creëer een schoon oppervlak zonder de hechting van het volgende apparaat of verband aan te tasten.Indien tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident is opgetreden, moet u dit melden aan de fabrikant en uw nationale autoriteiten.

LET OP:

- Dit hulpmiddel is uitsluitend voor eenmalig gebruik en mag niet opnieuw worden gebruikt. Hergebruik kan leiden tot een verhoogd risico op infectie en kruisbesmetting. Mogelijk zijn de fysieke eigenschappen van het hulpmiddel niet meer optimaal voor het beoogde gebruik. Na gebruik kan dit product een potentieel biologisch risico zijn. Hanteren en weggoeien in overeenstemming met geaccrediteerde medische praktijk en toepasselijke lokale wet- en regelgevingen.
- Vermijd direct gebruik op wondbedden.
- Vermijd het gebruik op delicate of gevoelige delen van de huid (ogen, mond, oren, neus, vagina).
- Test bij twijfel een kleine zone vóór het gebruik.
- Als er huidirritatie optreedt, stop dan met het gebruik en raadpleeg een professionele zorgverlener.
- Uitsluitend voor extern gebruik.

WAARSCHUWINGEN: UITERST ONTVLAMBAAR

(sv) SVENSKA

INDIKATIONER: Används på självhäftningar, förband och anordningar på huden.

BESKRIVNING AV PRODUKTEN OCH INNEHÅLLET: ESENTA™ icke svdande borttagare av medicinsk självhäftning.

AVSEDD ANVÄNDNING: Borttagning av rester av självhäftning från huden

MÅLPATIENTGRUPP: Personer med häftplåster, förband och anordningar på huden.

AVSEDD ANVÄNDARE: Hälso- och sjukvårdspersonal, vårdgivare och stompatienter.

BRUKSANVISNING:

1. Slit upp påsen och vik upp servetten
2. Gnugga servetten över resterna av självhäftningen för att ta bort den

INFORMATION:

Torkar på några sekunder. Skapa en ren yta utan att påverka självhäftningen på nästa bandage eller förband. Om det under användningen av den här produkten eller som ett resultat av dess användning inträffar en allvarlig incident ska den rapporteras till tillverkaren och till din nationella tillsynsmyndighet.

VAR FÖRSIKTIG:

Denna produkt är endast avsedd för engångsbruk och får inte återanvändas. Återanvändning kan ge upphov till en ökad risk för infektion eller korskontaminering. Produktens fysikaliska egenskaper är eventuellt inte längre optimala för den avsedda användningen.

Efter användningen kan produkten utgöra en potentiell biologisk risk. Hantera och kassera den i enlighet med vedertagen medicinsk praxis och gällande lagar och förordningar.

- Undvik att använda direkt på sårbarddar.
- Undvik användning på ömtåliga eller känsliga hudpartier (ögon, mun, öron, näsa, vagina).
- Vid tvekan, applicera ett prov på ett litet område före användning.
- Om hudirritation inträffar bör användningen avbrytas och hälso- och sjukvårdspersonal konsulteras.
- Endast för extert bruk.

VARNINGAR: MYCKET BRANDFÄRLIGT

(no) NORSK

INDIKASJONER: Til bruk på klebestoffer, bandasjer og stombandasjer på hud.

BESKRIVELSE AV PRODUKTET OG INNHOLDET: ESENTA™

Smertefrie medisinske plasterfjernerservietter

TILTENKT BRUK: Fjerning av klebemiddelrester fra huden
MÅLPASIENTPOPULASJON: Til bruk med klebestoffer, bandasjer og apparater på huden.

TILTENKT BRUKER: Helsepersonell, omsorgsytere og stompasienter.

BRUKSANVISNING:

1. Riv posjionspakningen for å åpne og brette ut servietten
2. Gni servietten over klebemiddelrester for å fjerne dem

INFORMASJON:

Tørker på noen sekunder. Skaper en ren overflate uten å påvirke klebingen til den neste stomi- eller sårbandasjen. Hvis det oppstår en alvorlig hendelse ved bruk av denne enheten eller som resultat av dens bruk, skal det rapporteres til produsenten og til din nasjonale myndighet.

FORSIKTIG:

Denne enheten er til engangsbruk og må ikke brukes flere ganger. Gjenbruk kan føre til økt risiko for infeksjon eller krysskontaminasjon. Enhetens fysiske egenskaper er kanskje ikke lenger optimale for den tiltenkte bruk. Etter bruk kan dette produktet potensielt være biologisk farlig. Hanter og kasser i henhold til akseptert medisinsk praksis og gjeldende lokale lover og forskrifter.

- Unngå bruk direkte på sårbunn.
- Unngå bruk på følsomme eller ømme hudområder (øyne, munn, ører, nese, vagina).
- Utfør en lappetest på et lite område før bruk hvis du er i tvil.
- Hvis det oppstår hudirritasjon, må bruken stoppes og helsepersonell oppsøkes.
- Kun for utvendig bruk.

ADVARSLER: EKSTREMT BRANNFÄRLIG

(da) DANSK

INDIKATIONER: Anvendes til klæbemidler, bandager og udstyr på hud.

BESKRIVELSE AF PRODUKTET OG INDHOLD: ESENTA™ skånsom medicinsk klæbefjerner

TILSIGTET ANVENDELSE: Fjernelse af klæbemiddelrester på hud

MÅLPATIENTPOPULATION: Mennesker med klæbemidler, bandager og udstyr på hud.

TILSIGTET BRUGER: Sundhedspersonale, plejepersonale og

stompatientier.

BRUGSANVISNING:

1. Riv posen op, og tag renseservietten ud
2. Gnid renseservietten hen over klæbemiddelresterne for at fjerne dem

INFORMATION:

Tørre på få sekunder. Renser huden uden at påvirke klæbeevnen ved påsætning af nyt udstyr eller ny bandage. Hvis der under eller som følge af anvendelsen af dette produkt er forekommet en alvorlig hændelse, bedes den indberettet til fabrikanten eller den nationale myndighed.

FORSIGTIG:

Dette produkt er kun til engangsbrug og må ikke genbruges. Genbrug kan medføre øget risiko for infektion eller krydskontaminering. Produktets fysiske egenskaber vil muligvis ikke længere være optimale for den tilsigtede brug. Efter anvendelsen kan dette produkt udgøre en potentiel biologisk risiko. Håndteres og bortskaffes i henhold til godkendt medicinsk praksis og gældende lokale love og forordninger.

- Undgå direkte brug på sårbunde.
- Undgå brug på sarte eller følsomme hudområder (øjne, mund, ører, næse, vagina).
- Hvis du er i tvivl, testes et mindre område før brug.
- Stands brug af produktet, hvis der opstår hudirritation, og kontakt sundhedspersonalet.
- Kun til ekstern anvendelse.

ADVARSLER: EKSTREMT BRÆNDBAR

(fi) SUOMI

KÄYTTÖAIHEET: Käytetään iholla oleviin liimoihin, sidoksiin ja laitteisiin.

TUOTTEEN JA SISÄLLÖN KUVAUS: ESENTA™ kirvelemätön lääketieteellinen liimanpoistoliiina

KÄYTTÖTARKOITUS: Liimajäämien poisto iholta

KOHDEPOTILASRYHMÄ: Henkilöt, joilla on ihollaan olevaa liimaa, sidoksia ja laitteita.

TARKOITETTU KÄYTTÄJÄ: Terveystenhuollon ammattilaiset, hoitajat ja avannepotilaat.

KÄYTTÖOHJEET:

1. Ravi pussi aukki ja avaa liina
2. Poista liima-ainejäämä hankaamalla liinaa sen päällä

TIETOA:

Kuivuu muutamassa sekunnissa. Saa aikaan puhtaan pinnan vaikuttamatta seuraavan välineen tai sidoksen kiinnittymiseen. Jos tuotteen käyttöä aikana tai seurauksena tapahtuu vakava vaaratilanne, ilmoita siitä valmistajalle ja kansalliselle vastaavalle viranomaiselle.

HUOMIO:

- Tuote on kertakäyttöinen, eikä sitä saa käyttää uudelleen. Uudelleenkäyttö saattaa johtaa lisääntyneeseen infektio ja riskitkontaminatoinn vaaraan. Tuotteen ominaisuudet eivät ehkä enää ole optimaaliset tarkoitettua käyttöä varten. Käytön jälkeen tämä tuote saattaa olla biologisesti vaarallista jätettä. Käsittele ja hävitä hyväksytytjen lääketieteellisten käytäntöjen sekä soveltuvien paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.
- Vältä käyttämästä suoraan avoimille haavoille.
- Vältä käyttöä herkällä tai aralla iholla (silmät, suu, korvat, nenä, emätin).
- Jos epärät tuotteen käyttämistä, kokeile pienelle alueelle ennen käyttöä.
- Jos ihon ärtymistä esiintyy, keskeytä käyttö ja ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.
- Vain ulkoiseen käyttöön.

VAROITUKSET: ERITTÄIN HELPOSTI SYTTYVÄÄ

(pt) PORTUGUESA

INDICAÇÕES: Para utilização em adesivos, pensos e equipamentos colocados na pele.

DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO E ÍNDICE: Produto para remoção de adesivo, médico em toalhetes ESENTA™ sem ardor

UTILIZAÇÃO PRETENDIDA: Remoção de resíduos adesivos da pele

POPULAÇÃO ALVO DE DOENTES: Pessoas com adesivos, compressas e outros aplicados na pele.

UTILIZADOR A QUE SE DESTINA: Profissionais de saúde, prestadores de cuidados e ostomizados.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

- Rasgue a saqueta para abrir e desdobre o toalhete
 - Esfregue o toalhete sobre os resíduos de adesivo para remover
- INFORMAÇÃO:**
- Seca em alguns segundos. Cria uma superfície limpa sem afetar a aderência do próximo equipamento ou penso. Se durante a utilização deste dispositivo, ou como resultado da sua utilização, ocorrer um incidente grave, relate o sucedido ao fabricante e à sua autoridade nacional.

ATENÇÃO:

Este produto destina-se apenas a uma única utilização e não deve

ser reutilizado. A reutilização pode conduzir ao risco acrescido de infeção e contaminação cruzada. As propriedades físicas do produto poderão deixar de ser as ideais para o fim a que se destinam.

Após a utilização, este produto pode representar um risco biológico potencial. Manuseie e elimine de acordo com a prática médica aceite e as leis e regulamentos locais aplicáveis.

- Evite a utilização direta no leito das feridas.
- Evitar utilizar em zonas delicadas ou sensíveis da pele (olhos, boca, ouvidos, nariz, vagina).
- Em caso de dúvida, teste o produto numa pequena área antes da utilização.
- Caso ocorra irritação cutânea, interrompa a utilização e consulte um profissional de saúde.
- Apenas para uso externo.

AVISOS: EXTREMAMENTE INFLAMÁVEL

(el) Ελληνικός

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Για χρήση σε συγκολλητικά, επιθέματα και εξοπλισμό πάνω στο δέρμα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ: Ιατρικά μαντηλάκια αφαίρεσης συγκολλητικού ESENTA™ χωρίς τσούξιμο.

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΝΗ ΧΡΗΣΗ: Αφαίρεση υπολειμμάτων συγκολλητικού από το δέρμα

ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ: Άτομα με συγκολλητικά, επιθέματα και εξοπλισμό πάνω στο δέρμα.

ΧΡΗΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ: Επαγγελματίες του τομέα της υγείας, φροντιστές και άτομα με stomies.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

1. Σχίστε το φακέλακι και κατόπιν ανοίξτε και ξεδιπλώστε το μαντηλάκι
2. Τρίψτε το μαντηλάκι πάνω στα υπολείμματα συγκολλητικού για να τα απομακρύνετε

ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Στεγνώνει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Δημιουργεί μια καθαρή επιφάνεια χωρίς να επηρεάζει τη στερέωση του εξοπλισμού ή επιδέσμου που χρησιμοποιείται στη συνέχεια. Εάν προκύψει σοβαρό περιστατικό κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτού του προϊόντος ή ως αποτέλεσμα της χρήσης του, παρακαλεί

